

TUBI IN PARA K120 PER VUOTO. Ø MM 8X16 - 1 METRO



Codice: 3887

Tubo in gomma para, con superficie liscia.

Adatto ad aria, acqua, soluzioni acide e alcaline a media concentrazione, prodotti abrasivi, solventi ossigenati, ecc.
Temperatura di utilizzo: - 40°C/+70°C.

SH 45 +/- 5.

CONFEZIONE INDIVISIBILE DA 6 METRI.

PREZZO RIFERITO AL SINGOLO METRO.