



**CHIMICA CENTRO**  
ADDED VALUE LAB SOLUTIONS

**CHIMICA CENTRO**

[www.chimicacentro.it](http://www.chimicacentro.it)



## BICCHIERE INCAMICIATO IN PYREX® DA ML 2000

SKU: 1025/28SC

Becher graduati a doppia parete. Costruiti con un rivestimento integrale, questi becher sono specificamente progettati per mantenere i campioni ad una temperatura costante facendo circolare un liquido di raffreddamento o di riscaldamento attraverso la giacca. Fabbricato a partire da vetro al borosilicato resistente al calore. Con connettori filettati in PTFE per il collegamento semplice e sicuro di tubi con foro da 9 mm. Diametro esterno mm 130 Diametro interno mm 106 Altezza interna mm 260 Altezza totale mm 280