



CHIMICA CENTRO

ADDED VALUE LAB SOLUTIONS

CHIMICA CENTRO

www.chimicacentro.it



BILANCIA TOUCH ORMA SERIE M5 MOD. BCA2285DS-M5. CALIBRAZIONE INTERNA

Codice: BCA2285DS-M5

Nuove bilance elettroniche con display touch TFT 5" semplice, intuitivo e immediato.

Ideale in qualsiasi campo di utilizzo per le sue molteplici funzionalità, proposte in varie versioni: dalla SEMI-MICRO alla BILANCIA TECNICA.

Le bilance M5 di ultima generazione sono lo strumento ideale per effettuare dosaggi di qualsiasi prodotto, in alta precisione e in tempo reale con estrema facilità, guidando l'operatore in tutte le fasi nella creazione delle miscele.

- Portata: 82/220 g
- Sensibilità: 0,01/0,1mg
- Linearità: $\pm 0,08/0,2$ mg
- Ripetibilità: 0,05/0,1mg
- Dimensione del piatto: \varnothing 80mm
- Calibrazione: interna

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Display TFT 5" inch 800x480 touch
- GLP/ISO record con data e ora
- Database interno alla bilancia
- Memorizzazione fino a 3000 prodotti
- Possibilità di acquisire e salvare i valori su chiavetta USB
- Scelta e personalizzazione dell'operatore (nome e colore)
- Multi-utente con protezione e livelli di accessibilità
- Funzione conta-pezzi avanzata con report statistico
- Funzione tessile per misurare fibre con report statistico
- Funzione densità avanzata con calcolo indice di densità
- Formulazione (RICETTA) semplice o da database
- Funzione statistica semplice o da database con report
- Funzione soglie
- Pesata percentuale
- Somma pesi
- Pesata animale
- Funzione carico di rottura

- Funzione totalizzazione
- Filtri elettronici selezionabili per smorzare gli eventuali disturbi derivati dall'ambiente di lavoro
- Unità di misura selezionabili: g, ct, oz, lb, dwt, GN, tl (hong), tl (Sgp), tl (ROC), Momme
- Tara automatica sull'intera portata
- Sistema di pesata a compensazione elettromagnetica
- Sistema di pesata a cella di carico ad alta risoluzione
- Calibrazione interna azionata da servomotore controllato da micro processore
- Calibrazione esterna (solo per modelli con finale C)
- Interfaccia RS232 per connessione stampanti o PC
- Porta USB per importare/esportare i dati del database
- Multi lingue (EN-DE-FR-IT-SP-PT)
- Alimentazione 110-230Vac - 50/60Hz; out: 24V 500mA
- Temperatura di esercizio 5 - 35°C.
- Bolla d'aria e piedini di livellamento regolabili

DATI TECNICI:

- Tempo di risposta: < 6 sec.
- Carico Minimo: 10 mg
- Peso di calibrazione: 200 g NON INCLUSO
- Dimensione vetrina: 3 ante 162x171x225 mm
- Dimensioni bilancia: 215x345x345(h) mm
- Peso: 7Kg
- Span drift: ± 2 ppm/°C

GARANZIA 24 MESI.