



**CHIMICA CENTRO**  
ADDED VALUE LAB SOLUTIONS

**CHIMICA CENTRO**

[www.chimicacentro.it](http://www.chimicacentro.it)



## BOTTIGLIA CILINDRICA CON TAPPO A SIGILLO COLLO Ø MM 22 IN HDPE ML 500

SKU: 15703

Dotate di tappo a vite con apertura del sigillo a strappo. Ideali per gli impieghi in cui non debba essere consentita l'apertura indesiderata nelle fasi successive al riempimento. Ø mm 74H mm 170. Filettatura 28/410 ADATTE AL CONTATTO ALIMENTARE. CONFEZIONE INDIVISIBILE DA 30 PEZZI. PREZZO RIFERITO ALLA SINGOLA BOTTIGLIA.