




**CHIMICA CENTRO**  
ADDED VALUE LAB SOLUTIONS

**CHIMICA CENTRO**

[www.chimicacentro.it](http://www.chimicacentro.it)



## CAMPIONATORI A SETTORI BURKLE ZONEDISPO IN HDPE PER SOLIDI MM 1000, ML 200. CF/20 PEZZI

SKU: 5393-4430

Volume ml 200 Punta 30 mm In numerose situazioni, occorre prelevare velocemente i campioni senza contaminazione. I DispoSamplers sono perfetti per questa applicazione. Sono prodotti per camera bianca, confezionati singolarmente e sempre pronti all'uso. Evitano costose decontaminazioni o pulizie di campionatori sporchi. Sono disponibili anche versioni sterilizzate a raggi gamma. ZONEDISPO: Per polveri scorrevoli e piccoli granulati. Il campione raccolto può essere trasportato nel campionatore chiuso. NON STERILE.