



CHIMICA CENTRO

ADDED VALUE LAB SOLUTIONS

CHIMICA CENTRO

www.chimicacentro.it



CARTINE INDICATRICI CYANTESMO. ROTOLO MT 5

SKU: CM0090604

In presenza di HCN la carta verde pallido diventa blu. Non si ha reazione con le soluzioni alcaline di cianuri che vanno debolmente acidificate con acido solforico. La carta reagisce fortemente nella zona di gas appena sopra la superficie della soluzione in esame. Si ha interferenza da esacianoferrati (II e III), tiocianati, tiosolfati e cloro libero. Per ulteriori informazioni riferirsi alle istruzioni per l'uso. Limite di sensibilità: 0,2 mg/l HCN. Cartine utili per determinazioni qualitative di ioni e composti chimici. Forniscono l'informazione sulla presenza, al di sopra di un determinato limite di rilevabilità, di un determinato componente.