



CHIMICA CENTRO
ADDED VALUE LAB SOLUTIONS

CHIMICA CENTRO

www.chimicacentro.it



DISPENSATORE SERIE DOSIPET MOD. DOSIPET S-50 DA ML 5,0-50

SKU: 83072

Componenti ed assemblaggio di elevata qualità fanno di questa serie la scelta ideale per dosare solventi organici polari e non polari (vedi manuale tecnico), inclusi i solventi alogenati, e gli acidi minerali concentrati inclusi acidi particolarmente volatili come l'acido nitrico e l'acido trifluoroacetico. Possono inoltre essere utilizzati con perossidi, acido cloridrico ed acido solforico. Dotata di pistone in vetro borosilicato, i reagenti vengono in contatto unicamente con parti realizzate in PTFE. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI regolazione del volume rapida e precisa tramite cursore analogico scala graduata precisa per garantire la riproducibilità dei volumi dispensati nessuna perdita di reagente durante l'eliminazione dell'aria o il riempimento dispensazione senza la formazione di bolle il pistone trasferisce completamente il liquido ad ogni movimento totale recupero del liquido presente nel tubo di scarico ruotando di 180° il beccuccio di erogazione autoclavabili a +121°C per 20 minuti conformità CEDATI TECNICI

Suddivisione: ml 1,00; Tolleranza: \pm ml 0,30; V: ml 0,050; Filettatura GL 45.