



CHIMICA CENTRO
ADDED VALUE LAB SOLUTIONS

CHIMICA CENTRO

www.chimicacentro.it



IMBUTO IN PP Ø MM 30

SKU: 9251605

Trasparenti. Flusso rapido grazie alla ripida angolazione a 60° delle pareti. Pratico manico con asola per appendere. Per alimenti secondo la Direttiva EC No. 10/2011. Ø interno gambo mm 4,0. Lunghezza gambo mm 25. Altezza mm 47.

© Chimica Centro snc