



CHIMICA CENTRO

ADDED VALUE LAB SOLUTIONS

CHIMICA CENTRO

www.chimicacentro.it



IMBUTO IN VETRO BOROSILICATO 3.3 GAMBO CORTO Ø MM 125

SKU: 9251204

Con gambo corto. Pareti inclinate a 60°. Ø stelo mm 16Lungh. totale mm 210Per carta da filtro Ø mm 185240.Imbuti in vetro borosilicato standard con eccellente resistenza al calore. Tutti gli imbuti hanno cono angolato a 60° e quindi alloggiato in modo preciso filtri di tutte le dimensioni.Autoclavabili.CONFORMI DIN ISO 4798.

© Chimica Centro snc