



**CHIMICA CENTRO**

ADDED VALUE LAB SOLUTIONS

**CHIMICA CENTRO**

[www.chimicacentro.it](http://www.chimicacentro.it)



## MACROASPIRATORE BRAND VERDE PER PIPETTE DA 0,1 A 200 ML

SKU: 26201

Un unico macro pipettatore copre l'intera gamma di pipette a bulbo e graduate da 0,1 a 200 ml. L'adattatore conico in silicone offre un adattamento sicuro per i diversi diametri. L'esclusivo sistema di valvole consente una facile compressione del soffiutto di nuova concezione. La leva caricata a molla consente un riempimento e un'erogazione di liquidi ancora più sensibili. Il menisco è facilmente regolabile. L'unità è completamente autoclavabile a 121 °C (2 bar) secondo DIN EN 285. Un filtro a membrana idrofobica protegge il sistema dalla penetrazione di liquidi. FORNITO con: aspiratore per pipette con filtro a membrana 3µm di ricambio.