



CHIMICA CENTRO

ADDED VALUE LAB SOLUTIONS

CHIMICA CENTRO

www.chimicacentro.it

MATRACCIO TARATO IN PP, CLASSE B, ML 10

SKU: 9276818

Regolato su IN. PP ad elevata trasparenza. Tolleranze secondo DIN EN ISO 1042. Lo stress termico fino a 60°C non causa il superamento permanente dei limiti di risonanza. Per preservare le marcature si raccomanda di non lavare a temperature superiori ai 60°C. Accuratezza $\pm 0,08$ ml. Altezza mm 90, NS 10/19.

© Chimica Centro snc