



CHIMICA CENTRO

ADDED VALUE LAB SOLUTIONS

CHIMICA CENTRO

www.chimicacentro.it



MATRACCIO TARATO TRAPEZOIDALE VETRO BOROSILICATO, CLASSE A, ML 1

SKU: 2105-01

Con tappo moplex, classe A, con certificato di conformità "DEM". Cono NS 7/16 (in caso d'ordine specificare il colore di stampa richiesto). CONFEZIONE INDIVISIBILE DA 10 MATRACCI. PREZZO RIFERITO AL SINGOLO PEZZO.