



**CHIMICA CENTRO**

ADDED VALUE LAB SOLUTIONS

**CHIMICA CENTRO**

[www.chimicacentro.it](http://www.chimicacentro.it)



## MICROPIPETTA HAMILTON SOFGRIP A 8 CANALI DA 30–300 $\mu$ L

SKU: 106.1300.08

Da oltre 40 anni il nome Hamilton è, associato in tutto il mondo, senza compromessi di qualità a prodotti per dosare i liquidi. Noi abbiamo capito che spesso le migliori idee vengono ascoltando le persone che nel laboratorio usano i nostri prodotti. Da una richiesta di massa, abbiamo sviluppato le nostre pipette ponendo come indicazione primaria la tensione della mano, la fatica ed il dolore provocato dalle altre pipette. Il risultato è un design che definisce nuovi standard per comfort, qualità e precisione. Una linea completa di pipette manuali Hamilton. Già al primo tatto noterete la differenza: 50% in meno di forza per azionarla, con una corrispondente riduzione dei prodotti di rischio associati a distorsioni muscolari ed alla sindrome del tunnel carpale. Minore fatica d'uso, dovuto alla forma ergonomica ed alla bassa forza di espulsione. Minore affaticamento della mano e del polso dopo un uso prolungato, rispetto alle altre pipette. Maggiore soddisfazione d'uso rispetto alle altre marche. Rinomata precisione ed accuratezza Hamilton leader nel dosaggio con precisione di liquidi. CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Ogni pipetta viene calibrata e certificata secondo standard NIST Pipetta totalmente autoclavabile Utilizzabile sotto cappa con raggi UV Possibilità di ricalibrarle sul posto di lavoro Semplici da smontare in caso di pulizia interna Eccellente forma ergonomica Utilizzabile con tutti i puntali attualmente in commercio. Incremento:  $\mu$ l 0,2 Accuratezza:  $\pm$  1,20% (Volume pipetta al 10%) Precisione:  $\pm$  0,70% (Volume pipetta al 10%) Accuratezza:  $\pm$  0,50% (Volume pipetta al 100%) Precisione:  $\pm$  0,30% (Volume pipetta al 100%). CODICE HAMILTON: 5501952.