



**CHIMICA CENTRO**

ADDED VALUE LAB SOLUTIONS

**CHIMICA CENTRO**

[www.chimicacentro.it](http://www.chimicacentro.it)



## MICROSIRINGA HAMILTON MOD. 1001 LTN – 1 ML

SKU: 103.1001.05

Ago gauge 22 punta 5 lunghezza 51 mm. A TENUTA DI GAS PER GROSSI VOLUMI DA 1 A 100 ML. Applicazioni tipiche: \* Cromatografia di gas e liquidi\* Campionature gas\* Manipolazione liquidi e gas corrosivi\* Manipolazione di materiali radioattivi\* Sierologia\* Hamilton Diluitori / Dispensatori. La denominazione è tipica alle siringhe con l'ago cementato. È identica a N sotto tutti gli aspetti tranne che essa ha un corpo con punta Luer modificata. N.B. le siringhe LTN non devono essere riscaldate al di sopra dei 50°C. Questa punta tipo 5 è provvista di un foro laterale il quale riduce al minimo la possibilità dell'intasamento dell'ago. CODICE HAMILTON: 81343.