




**CHIMICA CENTRO**

ADDED VALUE LAB SOLUTIONS

**CHIMICA CENTRO**

[www.chimicacentro.it](http://www.chimicacentro.it)



## **PORTAPROVETTE GIALLO IN PP, 52 POSTI Ø MM 13, CON COPERCHIO**

**Codice: 211.0064.06**

Altezza fissa mm 125.

Coperchio trasparente e scatola colore giallo.

Autoclavabile con resistenza da -90°C a +121°C.

Con fori Ø 13 mm, dimensioni 130 x 130 mm.

Per provette 13x120 mm.

© Chimica Centro snc