



CHIMICA CENTRO

ADDED VALUE LAB SOLUTIONS

CHIMICA CENTRO

www.chimicacentro.it



PORTAPROVETTE IN PP COMPONIBILE CON 8 FORI Ø MM 20

SKU: 135

Permettono l'osservazione laterale delle provette. Possono essere immersi in bagno termostato, resistono a temperature fino a 120°C. Ideale per le titolazioni. Dimensioni: mm 54x220x65,5. CONFEZIONE INDIVISIBILE DA 4 PEZZI. PREZZO RIFERITO AL SINGOLO PORTAPROVETTE.