




CHIMICA CENTRO

ADDED VALUE LAB SOLUTIONS

CHIMICA CENTRO

www.chimicacentro.it



PORTAPROVETTE UNIVERSALE IN PP CON 24 FORI Ø MM 30. ROSSO

SKU: 568-10.

Supporti di grande capacità, autoclavabili fino a 121 °C per 20 minuti. Possono essere usati a secco o in bagno maria senza pericolo di galleggiamento; la loro geometria e design non crea ostacoli alla circolazione del liquido in modo da assicurare la stessa temperatura per tutte le provette. Possono essere usati in freezer senza deformarsi o infragilirsi. Non arrugginiscono, o deformano. Il piano superiore è dotato di una griglia alfanumerica stampata in rilievo che permette una facile e immediata identificazione dei campioni. I colori permettono inoltre una codifica a prova di errore dei batch di campioni che vengono inviati al laboratorio. Da vuoti possono essere impilati per motivi di ordine e spazio. Dimensioni (LxPxH) 112 x 300 x 85 mm