



**CHIMICA CENTRO**

ADDED VALUE LAB SOLUTIONS

**CHIMICA CENTRO**

[www.chimicacentro.it](http://www.chimicacentro.it)



RACCORDO GUKO Ø SUPERIORE MM 89 Ø INFERIORE MM 66,0, ALTEZZA MM 40

SKU: 9052443

Guarnizioni in gomma naturale (NR), grigio. Per montare i crogioli filtranti o imbuto sulle beuta da vuoto. Spessore Parete mm 6,5.