



CHIMICA CENTRO
ADDED VALUE LAB SOLUTIONS

CHIMICA CENTRO

www.chimicacentro.it



RAMPA BASE SPEED-FLOW A 4 POSTI IN ACCIAIO INOX

SKU: 247340

Con maniglie portagomma a 3 diam. e tappo di chiusura. Lunghezza mm 560. Profondità mm 160. Altezza mm 100. Le rampe modulari base SpeedFlow sono di 4 quattro diverse grandezze: a 1, 3, 4 e 6 posti, completamente smontabili per la pulizia e verifica delle varie parti. Possono essere assemblate a scelta con colonne uniformi o di diverso tipo, anche in forma mista. Ciò è fattibile all'atto dell'acquisto o anche a posteriori, semplicemente sostituendo le colonne di un tipo con altre di tipo diverso. La costruzione è in acciaio inox satinato, con fianchi laterali a forma di maniglia in alluminio sui quali viene montato da un lato un portagomma con 3 diametri per tubi da vuoto di diametro 8, 12 e 16 mm e dall'altro lato un tappo di chiusura. Portagomma e tappo sono intercambiabili per favorire la vicinanza alla fonte del vuoto. Certificato CE. GARANZIA 12 MESI.