



CHIMICA CENTRO

ADDED VALUE LAB SOLUTIONS

CHIMICA CENTRO

www.chimicacentro.it



SIRINGA IN VETRO FORTUNA OPTIMA® ATTACCO LUER-LOCK ML 5

SKU: 9222065

In vetro Durobax®. Graduazione marrone. Cono centrale ugello LUERLOCK in METALLO. Pistoni e cilindri intercambiabili (tra siringhe di capacità identica). Autoclavabile fino a +134°C. La graduazione ambrata è resistente agli acidi e alle basi. Con marchio CE. CODICE POUTLEN: 7.14033.