



CHIMICA CENTRO

ADDED VALUE LAB SOLUTIONS

CHIMICA CENTRO

www.chimicacentro.it



SPATOLE MONOUSO BURKLE STERIPLAST® , IN PS, STERILI, CON COPERCHIO. LUNGHEZZA MM 268. CAPACITA' ML 150. CF/10 PEZZI

SKU: 5378-1010

Confezionate Individualmente. Profondità immers. mm 150Le spatole LaboPlast e SteriPlast in polistirene, sono prodotte in camera bianca e confezionate individualmente per uso singolo. Le spatole LaboPlast Bio e SteriPlast Bio sono in PE Verde prodotte in camera bianca e confezionate singolarmente per necessità singole. I prodotti Bio LaboPlast sono interamente prodotti da risorse rinnovabili. Grazie al loro lungo, ergonomico e solido manico e alla lama appuntita, possono essere facilmente infilate in sacchetti di carta e plastica. Le spatole sono ideali per campionamento di polveri, granuli e paste. Sono anche disponibili con coperchio trasparente per chiuderle immediatamente dopo la procedura di campionamento, per ottenere un campione sicuramente sterile e privo di contaminazioni. In aggiunta, le spatole SteriPlast sono sterilizzate a raggi gamma. Produzione, assemblaggio e confezionamento secondo Camera Bianca Classe 7 (10000) Conformi alle Linee Guida per alimenti EU E FDA.