



**CHIMICA CENTRO**

ADDED VALUE LAB SOLUTIONS

**CHIMICA CENTRO**

[www.chimicacentro.it](http://www.chimicacentro.it)



## SPRUZZETTA IN PE ML 1000

SKU: 185

Ideate per l'erogazione di liquidi. Sono bottiglie cilindriche flessibili, dotate di tappo attraverso cui passa un tubo ripiegato, che termina con una punta sottile estraibile. Le bottiglie a spruzzetta, riempite di acqua distillata, sono utili per il lavaggio di recipienti, precipitati, ecc. o per aggiungere piccole quantità di acqua distillata. La semplice pressione della mano sul corpo della bottiglia a spruzzetta, determina la fuoriuscita del liquido sotto forma di getto sottile. IDONEE AL CONTATTO ALIMENTARE. Ø mm 95. H mm 220.