



**CHIMICA CENTRO**

ADDED VALUE LAB SOLUTIONS

**CHIMICA CENTRO**

[www.chimicacentro.it](http://www.chimicacentro.it)



## **TAPPO A VITE NERO PER BOTTIGLIE REAGENTI. FILETTATURA ESTERNA 80 MM**

**Codice: 9072898**

Per bottiglie da ml 1500 – 4000 (cod. 9072876).

Tappi per bottiglie reagenti a bocca larga, PP, melamina.

Garantiscono la funzionalità e la tenuta delle bottiglie a protezione del contenuto.

Con guarnizione ad espansione in PE spessore 1,5 mm.

Assicurano che la bottiglia sia sigillata e chiusa in modo sicuro.

© Chimica Centro snc