



CHIMICA CENTRO
ADDED VALUE LAB SOLUTIONS

CHIMICA CENTRO

www.chimicacentro.it



TERMOMETRO PORTATILE XS MOD. TEMP 7 VIO NTC CON SONDA NT7L PER LIQUIDI E ARIA

Codice: 50111062

- Risoluzione 0,1 °C
- Campo di misura: -50,0...+150,0 °C
- Certificabile ACCREDIA nel range 0...150 °C
- Display LCD a colori ad alta risoluzione, retroilluminato.

ALTRE CARATTERISTICHE

- Termometro portatile per sonde Termistore NTC, con display retroilluminato a colori.
- Lettura dei valori MIN e MAX, indicatore di stabilità della misura.
- Calibrazione protetta su 1 punto con indicazione della correzione effettuata.
- Fermo-lettura e autospegnimento dopo 20 minuti (disattivabile).
- Guida in linea per un utilizzo semplice ed immediato del dispositivo.
- Led e messaggi di autodiagnosi indicano all'operatore lo stato della misura.

FORNITI DI SERIE: Valigetta di trasporto, batterie e istruzioni per l'uso.

GARANZIA 5 ANNI.