



CHIMICA CENTRO
ADDED VALUE LAB SOLUTIONS

CHIMICA CENTRO

www.chimicacentro.it



TUBO IN PTFE Ø INT. MM 4,00, Ø EST. MM 6,0 – UN METRO

SKU: 9205665

Materiale: Teflon (PTFE). Spessore pareti mm: 1,00 Chimicamente inerte e biocompatibile, con superficie idrorepellente. Ottime proprietà dielettriche, flessibile. Colore bianco. Elevata resistenza chimica, resistente a temperature da 200°C a 250°C. Venduto al metro.