



CHIMICA CENTRO

ADDED VALUE LAB SOLUTIONS

CHIMICA CENTRO

www.chimicacentro.it



VASI CILINDRICI IN PE CON TAPPO A VITE ML 70. CF/400 PEZZI

Codice: 14161

In polietilene alta densità con tappo a vite e sottotappo.

Con bocca larga, ideati per creme, sostanze semi-solidi, cristalli, granulati e polveri.

Idonei al contatto alimentare.

Ø 50 x 60 mm.

Ø bocca 36 mm.

© Chimica Centro snc