

## ACIDIMETRO JOZZI GLASS SINGOLO ELETTRICO



Distillatore in corrente di vapore per la determinazione dell'acidità volatile e totale, completo di vetreria e reagenti.

### **Caratteristiche tecniche**

Tipo di riscaldamento: elettrico

Potenza: 400 W

Conforme al regolamento C.E.E.

## ELENCO VETRERIE E REAGENTI FORNITI CON LO STRUMENTO

- **PINZA IN ACCIAIO PER GIUNTI SFERICI 29/15**
- **REFRIGERANTE**
- **PINZA IN ACCIAIO PER GIUNTI SFERICI 18/9**
- **PIPETTA TARATA 20ML CLASSE AS**
- **RACCORDO JOZZI SINGOLO/ELETTRICO**
- **CALDAIA PYREX**
- **TUBO BOLLITORE PYREX**
- **BURETTA SCHILLING 10 ML 1/20**
- **ASTA DIAM 10\*500 FERRO CROMATO**
- **PINZA A 3 BRANCHE CON MORSETTO**
- **BEUTA 250 ML BOCCA STRETTA**
- **PIASTRA RISCALDANTE IN CERAN**
- **SODIO IDRATO N/10 1LT**
- **FENOLFTALEINA INDICATORE IN ETANOLO**