

ICN

incubator

INCUBATORI NATURALI

Gli incubatori a convezione naturale sono strumenti essenziali per applicazioni che richiedono un controllo preciso della temperatura senza l'uso di ventilazione forzata.

Ideali per laboratori di ricerca, analisi chimiche e biotecnologie, questi dispositivi offrono un ambiente stabile e uniforme, perfetto per colture microbiologiche, test di stabilità e altre applicazioni sensibili.

VOLUMI DISPONIBILI

16	litri	<i>super</i>	Plus
35	litri	<i>super</i>	Plus
55	litri	<i>super</i>	Plus
120	litri	<i>super</i>	Plus
200	litri	<i>super</i>	Plus



- Campo di lavoro: **+5 °C Ta ... +70 °**
- 10 **programmi** memorizzabili
- Registrazione **dati** su chiavetta USB
- **Rampe di temperatura** configurabili

Sono conformi alla *Classe di sicurezza 2 (DIN 12880)* e dotati di un **foro integrato** (Ø 5 mm) per l'inserimento di sensori esterni, garantendo un controllo preciso della temperatura.

Dispongono di un sistema di archiviazione completo con trasferimento dati tramite USB, assicurando **tracciabilità**.

Le camere interne, realizzate in **acciaio inossidabile** con angoli arrotondati, sono facili da pulire, con ripiani antiribaltamento completamente removibili.

I modelli ICN 16 e ICN 35 hanno un'ampia finestratura in vetro per osservare i campioni senza dispersione di calore, mentre gli altri modelli includono una doppia porta con vetro interno.

FORNITI di serie:

Ripiani grigliati in acciaio (2 ripiani per i modelli fino a 50 litri, 3 ripiani per i modelli superiori), rapporto di taratura a 37°C eseguito con strumento riferibile Accredia e chiavetta USB per la registrazione e il trasferimento dei dati.



CHIMICA CENTRO SNC Via Vinciguerra 45 | 62019 Recanati (MC) | T +39 0717572490
info@chimicacentro.it | www.chimicacentro.it

Visualizzazione classica



Visualizzazione grafico in tempo reale