

Density KIT: **A1-0008 /A1-0009**



Kit per la determinazione della densità di solidi e liquidi, basato sul principio di Archimede:
“Il principio di Archimede afferma che ogni corpo immerso in un fluido (liquido o gas) riceve una spinta verticale dal basso verso l'alto, uguale per intensità al peso del volume del fluido spostato.”
Per il calcolo della densità di solidi e liquidi. Utilizzabile per bilance con risoluzione da 0,0001gr/0,001gr/0,01gr.

Contenuto:

- 2 Beaker in vetro graduati: altezza 150mm Ø 50mm 250ml e altezza 95mm Ø 65 mm 250ml
- Termometro analogico 10°C – 40°C/1°C
- Pescante in vetro
- Cestello per campioni galleggianti e non
- Braccio supporto sospensione per cestello o pescante
- Supporto per pescante/cestello
- Supporto per beaker

